



**DISCO
DE CERA**
INSTRUÇÕES DE USO

Instruções de Uso (IFU) Discos de Cera Zirlux

Composição:

Polioximetileno, Parafinas e Corante biocompatível

Características:

100% Calcinável

Não emplasta durante fresagem

Atóxico

Ideal para fundição

Pode-se aplicar processo de injeção

Fácil extração

Advertências:

O fabricante recomenda uso único. Uso somente por profissionais da área odontológica capacitados em operar sistemas CAD/CAM; Evitar superaquecimento durante o processo de usinagem e acabamento; A poeira criada durante a usinagem pode causar irritação aos olhos, pele e vias respiratórias; Recomenda-se uso de equipamento de proteção pessoal (máscara, óculos); Temperatura ideal para trabalho: Entre 20°C a 30°C.

Precauções:

Em seu processamento, utilize equipamento de proteção individual adequado (EPI), tais como: máscara contra pó, luvas protetoras, óculos, etc

Cuidados de Armazenamento:

Conservar ao abrigo de solventes e de calor intenso.

Indicações de uso:

Indicado para fresagem de copings e coroas em ceras.

Validade 03 anos a partir da data de fabricação.

Resp. Técnico: Rafael Gomes - CRQ: 04263558



Atendimento ao Cliente • 0800 702 0227 • zirlux.com



Inglês:

Composition:

Polyoxymethylene, Paraffins and Biocompatible Dye

Characteristics:

100% Castable

Does not plaster during milling

Non-toxic

Ideal for foundry

Injection process can be applied

Easy extraction

Warnings:

The manufacturer recommends single use. Use only by dental professionals trained in operating CAD/CAM systems; Avoid overheating during the machining and finishing process; Dust created during machining can cause irritation to eyes, skin and respiratory tract; It is recommended to use personal protective equipment (mask, glasses); Ideal temperature for work: Between 20°C and 30°C.

Precautions:

When processing, use appropriate personal protective equipment (PPE), such as: dust mask, protective gloves, glasses, etc.

Storage Care:

Store away from solvents and intense heat.

Indications for use:

Indicated for milling wax copings and crowns.

Validity 03 years from the date of manufacture.

Technical responsible: Rafael Gomes - CRQ: 04263558



Atendimento ao Cliente • 0800 702 0227 • zirlux.com



Espanhol:

Composição:

Polioximetileno, Parafinas y Tinte Biocompatible

Características:

100% moldeable

No se enyesa durante el fresado

No tóxico

Ideal para fundición

Se puede aplicar el proceso de inyección

Fácil extracción

Advertencias:

El fabricante recomienda un solo uso. Uso exclusivo por profesionales dentales capacitados en el funcionamiento de sistemas CAD/CAM; Evite el sobrecalentamiento durante el proceso de mecanizado y acabado; El polvo creado durante el mecanizado puede causar irritación en los ojos, la piel y el tracto respiratorio; Se recomienda utilizar equipo de protección personal (mascarilla, gafas); Temperatura ideal de trabajo: Entre 20°C y 30°C.

Precauciones:

Durante el procesamiento, utilice equipos de protección personal (EPI) adecuados, como: mascarilla antipolvo, guantes protectores, gafas, etc.

Cuidado de almacenamiento:

Almacenar lejos de solventes y calor intenso.

Indicaciones para el uso:

Indicado para el fresado de cofias y coronas de cera.

Validez 03 años a partir de la fecha de fabricación.

Responsable técnico: Rafael Gomes - CRQ: 04263558



Atendimento ao Cliente • 0800 702 0227 • zirlux.com

